



Equipos para Infusión Endovenosa

CLASIFICACION:
CLASE II.

Es un producto de Clase II, de acuerdo a la regla 6 de clasificación de productos médicos de la Disposición 2318/2002:
Los equipos de infusión se emplean con una aguja/catéter que penetra parcialmente dentro del cuerpo humano a través del sistema endovenoso.
Es de uso a corto plazo ya que se utilizan hasta 72 horas.

Uso previsto

Equipo descartable para administrar sueros por gravedad en forma endovenosa.

Modelos

- Macrodrip
- Microdrip con / sin aguja y conexión Luer Lock / Luer Slip.

Materiales

- Capuchón protector de aguja: Poliestireno (PE) de grado médico;
- Aguja: Acero inoxidable de grado médico;
- Cuerpo y émbolo: Polipropileno (PP) grado médico transparente;
- Sello de goma del émbolo: Latex natural, hule de grado médico.

Precauciones, advertencias, almacenamiento y caducidad.

- Inspeccionar cuidadosamente el producto antes de usar, cerciorándose que el envase unitario no está dañado o abierto y la fecha de expiración está vigente.
- Usar el producto inmediatamente luego de abrir el envase
- No lavar o re-esterilizar. De un solo uso. Descartar inmediatamente luego de usar.
- Para prevenir enfermedades infecto-contagiosas debido a punciones accidentales, no re-encapsule agujas usadas, deseche la jeringa con la aguja sin re-encapsular en un colector punzo-cortante apropiado. Si lo anterior no fuera posible, re-encapsule la aguja empleando la técnica pasiva de re-encapsulado, con una mano sin sostener el protector durante el re-encapsulado.
- Preservar el producto en un área ventilada y seca. No exponer a temperaturas extremas.

Período de vida útil

5 años desde la fecha de fabricación en las condiciones recomendadas de almacenamiento



Equipos para Infusión Endovenosa

Presentación

- Por unidad
- Cajas por: 25 / 50 / 100
- Cajones por: 1000 / 2400 Unidades (según corresponda)

Descripción del Modelo

