



## Hojas de Bisturí

### Uso previsto

Las hojas de bisturí se ensamblan en un mango metálico y se usa en procedimientos de cirugía, disecciones anatómicas, autopsias y para hacer una incisión de tejidos blandos del cuerpo humano o animales.

Tienen un filo doble, fino y cortante y poseen distintos tamaños y curvaturas según el uso necesario.

### Modelos

– Tamaños 10 a 25 de acero al carbono o acero inoxidable.


### Período de vida útil

5 años a partir de la fecha de elaboración en las condiciones recomendadas de almacenamiento.

### Presentación

- Envase unitario en Pouch mixto
- Caja por 100 hojas.

### Descripción del Modelo





## Hojas de Bisturí

---

### Materiales

– Acero inoxidable y acero al carbono.

---

### Condición de Venta

Venta exclusiva a Profesionales e Instituciones Sanitarias