



Guantes de examen de Látex

CLASIFICACION:
CLASE I.

Producto médico no invasivo

Uso previsto

Un solo uso, como barrera física contra la contaminación y prevención de transmisión de enfermedades hemáticas o transmisión de agentes patógenos en procesos de examen médico de pacientes (boca y otras cavidades, heridas, etc) y manipulación de muestras en laboratorios clínicos. Asimismo, los guantes de vinilo ofrecen especialmente gran resistencia al desgarre, la perforación física y a salpicaduras con sustancias químicas (manipulación de ácidos, álcalis, grasas, solventes en general) de uso habitual en laboratorios clínicos, farmacéuticos, etc. Ninguno de los modelos arriba mencionados está destinado a usarse como barrera química.

Modelo

- Guantes de examen de Latex con polvo
- Guantes de examen de Latex sin polvo

Tamaño

XS (extra-pequeños), S (pequeños), M (medianos); L (largos); XL (extra-largos)

Marcas

Sensimedical / Suplimed / Medicrit

Período de vida útil

Tres (3) años a partir de la fecha de elaboración en las condiciones recomendadas de almacenamiento, para guantes sin polvo. Los guantes de Latex con polvo tienen una vida útil de 5 años.


Presentación

Caja por 100 Unidades.



Guantes de examen de Látex

Descripción del Modelo



Materiales

- Guantes de Latex (con o sin polvo) en color natural.
- Latex Natural
- Benzotiazol
- Sulfuro
- Oxido de Zinc
- Ditiocarbamato
- Dióxido de Titanio
- Carbonato de Calcio
- Hidróxido de Potasio
- Fenol
- Almidón de maíz (polvo fino absorbible), modelo con polvo

Almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto

Este producto debe permanecer en un área ventilada y seca a temperatura menor a 30°C