



## Jeringas Toomey

### Jeringas Descartables, 3 partes sin aguja, Pico catéter (Tipo Toomey)

#### Uso previsto

Las jeringas están indicadas para la irrigación y lavado de heridas superficiales, limpieza por arrastre de tejidos sangrantes en cirugías urológicas o similares con el fin de remover el exudado, tejido necrótico y limpiar eficientemente el área quirúrgica afectada.

#### Modelo

– Jeringa con Pico catéter (tipo Toomey) de 60 ML.

#### Tamaño

XS (extra-pequeños), S (pequeños), M (medianos); L (largos); XL (extra-largos)

#### Marcas

Sensimedical


#### Período de vida útil

5 años a partir de la fecha de elaboración en las condiciones recomendadas de almacenamiento.

#### Presentación

- Unitario (1)
- Caja por 25 Unidades.

#### Descripción del Modelo





## Jeringas Toomey

---

### Materiales

- Capuchón protector de aguja (1): Poliestireno (PE) de grado médico;
- Sello de goma del émbolo (2): Hule de grado médico;
- Cuerpo (3) y émbolo (4): Polipropileno (PP) + PE grado médico transparente;
- Envoltorio de la jeringa Toomey: Latex Natural/ goma sintética (libre de latex)

---

### Almacenamiento, conservación y/o manipulación del producto

Este producto debe permanecer en un área ventilada y seca. No exponer a temperaturas extremas.